

ALPHASONIC II

MASSAGEZETEL

< timetorelax



 braintronics®
brainwave stimulation system

™
CASADA
healthcare

ALPHASONIC II




De volgende stap naar perfectie – **AlphaSonic II van Casada**

De AlphaSonic II combineert de allernieuwste technologie met getest en goedgekeurde kwaliteit en biedt u een volledige nieuwe manier van totale relaxatie. De nieuwste topper in de Casada familie maakt indruk met zijn prachtig en creatief design. Het duurzame en milieuvriendelijke leder voelt niet alleen goed aan maar is ook zeer onderhoudsvriendelijk en verzekert u een uitzonderlijk zitcomfort.

Met het bedieningspaneel in de armleuning, kan je zeer eenvoudig alle basisfuncties gebruiken. De nieuwste Braintronic app maakt een volledige relaxatie gemakkelijker en toegankelijker dan ooit. Droom weg, neem een pauze van de dagelijkse beslommeringen en sta uw lichaam en geest toe om volledig te ontspannen.



EXTRA'S



BRAINTRONICS®

Braintronics technologie synchroniseert je hersengolven dankzij audio-stimulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma zal je door stress beïnvloed lichaam helemaal in staat zijn om te ontspannen.



SHIATSU

Shiatsu (druk met de vingers) is een vorm van lichaamstherapie, oorspronkelijk uit Japan. De massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, vergaande rekbewegingen en rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke delen van het lichaam en het soepel maken van de spieren.



2D MASSAGE

Het intelligente 2D-massage mechanisme maakt het de massagezetel mogelijk om uw rug te meten om zo een meer exacte positie van de onderdelen van de wervelkolom te bepalen.



KNEADING

De huid en spieren zijn ofwel tussen duim en wijsvinger ofwel met beide handen vastgenomen en worden zo gekneed. Deze massagetechniek wordt specifiek gebruikt om spanningen te verlichten.



FLAP

De circulatie in de spieren wordt gestimuleerd en de blokkades worden uitgerokken door zachte tikken met een gebalde hand, waardoor de spanning vermindert.



TAPPING

Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand, de palm of de vuist. Dit bevordert de bloedsomloop in de huid en verzacht gespannen spieren. Als het 'tappen' wordt uitgevoerd ter hoogte van de longen kan dit de vrijlating van het slijm in de longen verbeteren.



KNEAD & FLAP

Een combinatie van de massagetechnieken kneden en petrissage.



ROLLING

Aangename afwisseling tussen ontspanning en losmaken van de spieren - ook perfect geschikt voor een diepgaande ontspanningsmassage en herstel van de spieren.



CARBON HEATING

Diep doordringende infrarood warmte waardoor bloedvaten losser gemaakt worden, de doorbloeding verhoogt en de spierspanning verlaagd. Bovendien heeft deze warmte een zeer gunstig effect op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor de rapportage van de pijn aan de hersenen.



GUA SHA

Het schrapen van 'Gua Sha' met lichte druk opent de oppervlakkige bloedvaten en stimuleert de bloedsomloop. GuaSha wordt vaak toegepast in combinatie met acupressuur van de 'shu-punten' voor extra stimulatie en om pijn-symptomen te verlichten.



AIR COMPRESSION

Stijgende en dalende airbags hebben een pompende beweging die natuurlijke spierreflexen produceert. Dit is vooral aangenaam en weldoend in het gebied rond de enkel en voeten.



SL-SHAPE

Dankzij de „SL“-rail technologie, reiken de massagefuncties tot wel 135cm. Via deze methode krijgt u een persoonlijke „full body“ massage van hoofd tot benen die de S-vorm van de ruggengraat respecteert.



ZERO SPACE

Voor de liggende positie gaat de massagestoel vooruit en daarom heeft ze zeer weinig afstand nodig tot de muur. Ruimtebesparend en comfortabel.



ZERO GRAVITY

Je zet jezelf in de positie van een astronaut - die "gewichtloosheid".



ADJUSTABLE PILLOW

Indien nodig, kan het dubbele kussen versteld worden om de intensiteit van de nek- en schoudermassage te verminderen.



AUTOMATIC

9 speciaal ontwikkelde automatische programma's voor het hele lichaam, die een groot aanbod geven van verschillende massagetechnieken. Aanvullend kan u ook de verwarmfunctie gebruiken, zo u dat wil.



MEMORY

Met behulp van de Intelligente geheugenfunctie onthoudt de massagestoel uw favoriete massage precies en begint deze onmiddellijk zonder eerst een scan te maken. U hebt de mogelijkheid om twee programma's met verschillende knoppen (M1 & M2) op te slaan.



BACK AREA

Een individueel aangepast massagebereik van de gehele rug voor elk type.



ADJUSTABLE FOOTREST

De voetensteun kan worden verlengd, waardoor het aan alle lichaamsmaten kan aangepast worden.



RECLINING POSITION

De aanpasbaarheid van de rugleuning en de voetensteun draagt bij tot het persoonlijke welzijn van de lichaamshouding.



ADJUST SHOULDER

De massagekoppen kunnen omhoog of omlaag verplaatst worden om zo naar een geschikte positie ter hoogte van de schouder te gaan.



AIR INTENSITY

Verstelbare intensiteit van de massage airbags.



AIR AREA

Drie luchtdrukinstellingen (volledige lichaam, armen en benen/onderlichaam).



SPOT

De massagekoppen kunnen ook een bijzondere plek apart masseren.



SPEED

De massagesnelheid is aanpasbaar.



WIDTH

De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (smal, medium of breed).



ACUPRESSURE POINTS

De belangrijkste Acupressuurpunten worden gemasseerd.



MUSIC

Nog meer ontspanning en plezier met de muziekfuncties.



BLUETOOTH

Draadloze data-transmissie.



HUMAN HANDS FEELING

De speciaal ontworpen massageknoppen imiteren de handbewegingen van een professioneel masseur. De maximale rekwijdte is 6,5cm en de maximale reikhoe is 41°. Op die manier kunnen de mechanische handen een effectieve massage geven op het gehele lichaam.



O2 IONIZER

Veruilde lucht rondom jou wordt geneutraliseerd en u kan zuivere lucht inademen tijdens je massage.



USB-CHARGER

Terwijl u ontspant, kan een geïntegreerde USB-poort gebruikt worden als laadstation.



QUICK START

Met één druk op de snelstartknop in de armleuning, kunnen de belangrijkste functies gecontroleerd worden.




YOGA

Doelgerichte stretch massages activeren het hele lichaam en hebben een ontspannend effect.



ARTHROSE TRACTION

Het zacht uitrekken en druk zetten stimuleert het kraakbeen, zodat het verplaatsen van lichaamsvocht beter verbeterd wordt, voedingsstoffen beter opgenomen worden en symptomen van artrose verlicht worden.



braintronics®

brainwave stimulation system

Het menselijk is brein is een complex orgaan bestaande uit miljoenen kleine zenuwcellen, neuronen genaamd. Elke cel produceert voortdurend kleine elektrische impulsen. Elke gedachte, elk geluid en elke impressie, alles wordt overgedragen en gecommuniceerd door deze kleine impulsen. Elektriciteit is de taal van onze hersenen. De som van deze impulsen kan worden gedetecteerd en in een diagram worden weergegeven, bijvoorbeeld door een EEG. Als je deze elektrische activiteiten op een grafiek plaatst zie je een golfachtig patroon, beter bekend als hersengolven.

Braintronics combineert audio-stimulatie en begeleide meditatie met een rustgevende massage. Of u nu uw concentratie duurzaam wil verbeteren of gewoon jezelf wil ontspannen, alles is mogelijk met de massage zetel van Casada.





braintronics®
brainwave stimulation system


Mediathek 10:30 AM 100%

MUSIC

MEDIATHEEK

- ZUIVER GELUID
- PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
- LOSLATEN
- REGENERATIE
- STRESSMANAGEMENT

STIJLVOL DESIGN EN UITZONDERLIJKE ONTSPANNING



Koptelefoon
beschikbare
opties

braintronics®
Body & Mind
relaxation system
BRAINTRONICS



TECHNISCHE DATA

Rechtstaande afmetingen	81 x 119 x 147 cm
liggende afmetingen	81 x 92 x 176 cm
Gewicht	96 kg
Vermogen	220-240 V ~ 50/60 Hz
Vermogen	150 W
Duurtijd	20 Minuten
braintronics®	21 Minuten
Certificaten	   

BESCHIKBARE KLEUREN



Breedte zitgedeelte 50 cm | Breedte schoudergedeelte (binnen) 60 cm



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com