

ALPHASONIC III

3D MASSAGESTOEL

time to relax



 braintronics®
brainwave stimulation system


CASADA
HEALTHCARE



ONTSPANNING DOOR WARMTESPA

Dankzij de selecteerbare en weldadige warmtefunctie kunt u zich dubbel ontspannen. Met de in de rugleuning aangebrachte koolstofvezels die als infraroodverwarming dienen, wordt de warmte optimaal verdeeld en zorgt deze voor ontspanning van uw gespannen spieren tijdens de massage.

INTELLIGENTE 3D-MASSAGETECHNOLOGIE

De geïntegreerde 3D massage laat uw lichaam ontspannen op het hoogste niveau. Het complexe en verfijnde massagesysteem geeft u het gevoel van echte massage met de menselijke hand. Voel de diepte en efficiëntie van de massage in de Alphasonic III.

KUITKNEDINGEN & VOETREFLEXMASSAGE

Kuitknedingen en voetreflexmassage maken ook deel uit van het repertoire van de Alphasonic III. Met behulp van compressie massage, worden de kuiten omringd door airbags en verwerkt met luchtdruk. De voetmassage van de Alphasonic III onderscheidt zich van andere modellen door de extra functie „voetschraper“. Hier werkt de massage extra in op de voetboog van de voet en de hiel, zodat na lang staan, lopen of rennen uw voeten ook volledig kunnen ontspannen.

VOEL JE GEWICHTLOOS MET ZERO-G!

Met behulp van geavanceerde Zero-Gravity technologie, brengt de Alphasonic III uw hele lichaam naar één niveau, waardoor een gevoel van gewichtloosheid ontstaat. In deze positie zijn uw hart, benen en rug op één lijn. Door de optimale gewichtsverdeling komt u dus tot een onmiddellijke ontspanning en een effectieve stressvermindering.



Smartphones die de NFC-functie ondersteunen, kunnen gemakkelijk inductief worden opgeladen met het oplaadoppervlak van de AlphaSonic III.

EXTRA'S



BRAINTRONICS®

Braintronic® technologie synchroniseert uw hersengolven door middel van audiostimulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma dat uw stressvolle lichaam in staat zal stellen om te ontspannen. Het maakt niet uit of u wilt ontspannen, dromen of leren – alles is mogelijk.

Braintronic®
Headphones
optioneel verkrijgbaar.



ROLLEN

Aangename afwisseling tussen ontspanning en het loslaten van de spieren - ook perfect geschikt voor een laatste massage, voor ontspanning en herstel van de spieren.



KNEDEN

Huid en spieren zijn ofwel geklemd en gekneed tussen de duim en de wijsvinger of met beide handen. Deze massagetechniek wordt in het bijzonder gebruikt om de spanning te verminderen.



LUCHTCOMPRESSIE

Opstijgende en terugwijkende airbags hebben een pompbeweging die zorgt voor natuurlijke spierreflexen. Dit is vooral gunstig voor de kuit- en voetzone.



CARBON VERWARMING

Diep doordringende Koolstof-infraroodwarmte doet de bloedvaten uitzetten, de bloedstroom toenemen en de spiertonus verminderen. Bovendien heeft het een zeer gunstig effect op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor het melden van pijn aan de hersenen.



KNEDEN & TAPPEN (DUBBELE ACTIE)

De technieken van kneden en tikken worden gecombineerd om spanningen te verlichten en tegelijkertijd de bloedcirculatie te stimuleren.



TAPPEN

Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand, de palm of de vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie in de huid en verzacht de spanningen in de spieren. Als het tikken wordt uitgevoerd op longhoogte, kan dit de vrijgave verbeteren van slijm in de longen.



VOETZOO L ROLLER

De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden en bepaalde organen van het lichaam, wat de spieren ook ontspant en het lichamelijke welbehagen versterkt.



L-SHAPE

U kan een diepgaande massage van het volledige lichaam verwachten van de nek helemaal tot de billen.



S-LIJN

Met dit automatische programma werken de massagekoppen zeer dicht bij uw lichaam, ze masseren het geheel tot beneden aan uw billen. De S-vormige werking is geconstrueerd naar de natuurlijke anatomie van de wervelkolom.



GEEN RUIMTE

Voor de ligpositie beweegt de massagestoel zich naar voren en heeft daarom heel weinig afstand nodig tot de achterliggende muur. Ruimtebesparend en comfortabel!



NUL ZWAARTEKRACHT - GEWICHTLOOSHEID

Je zet jezelf in de positie van een astronaut - dat "gewichtloze gevoel".



AUTOMATISCH

22 specifiek ontwikkelde automatische programma's voor het hele lichaam, die een breed scala aan verschillende massagetechnieken bieden. Daarnaast kunt u ook de verwarmingsfunctie aanzetten, als je dat wilt.



GEHEUGEN

Met behulp van de intelligente geheugenfunctie onthoudt de massagestoel uw favoriete massage precies en begint direct zonder scan.



RUGGEDEELTE

Individueel aanpasbaar naar elke grootte en massagegebied.



ARTROSE TRACTIE

Artrose Tractie bestaat uit een zachte strekkende druk. Het heeft een stimulerend effect op het kraakbeen, wat het transport van lichaamsvloeistoffen en absorptie van voedingsstoffen bevordert, waardoor de symptomen van artrose kunnen verlichten.



VERSTELBARE VOETSTEUN

De voetsteun kan worden verlengd, zodat deze kan worden aangepast aan verschillende lichaamsgroottes.



VERSTELBAAR KUSSEN

Indien nodig kan het dubbele kussen worden geplaatst om de intensiteit van de nek- en schoudermassage te verminderen.



LIGGENDE POSITIE

De verstelbaarheid van de rugleuning en de voetsteun draagt bij aan het persoonlijke welzijn van de lichaamshouding.



SCHOUDER AANPASSEN

De massagekoppen kunnen naar boven of beneden naar een geschikte positie worden bewogen in het schoudergebied.



LUCHTINTENSITEIT

Instelbare airbag massage-intensiteit.



LUCHTGBIED

Hele lichaamsairbag massage. Verschillende gebieden zijn individueel selecteerbaar.



RUG STRETCH ROLLEN

Gerichte stretchmassages activeren het lichaam en hebben een verkwikkende werking op het hele lichaam.



3D MASSAGE

Bij deze nieuwe techniek beweegt de massagerobot niet alleen naar boven en beneden, maar ook naar voren en naar achteren.



SHIATSU

Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan. De massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, vegaande strekkingen en rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke lichaamsdelen en het mobiliseren van de spieren.



SCHOUDE R G R E E P

Gerichte kneedmassage in het schouder-/nekgebied - ideaal voor het verlichten van spanningen en pijn in dit gebied.



MIDDEL STRETCH

Airbags in het onderste gedeelte van de rug zorgen voor een zachte strekking van het bekken, wat spanningen effectief tegen gaat.



SPOT

De massagekoppen kunnen een bepaalde plek masseren.



SNELHEID

De massagesnelheid is instelbaar.



BREEDTE

De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (smal, middelmatig en breed).



MUZIEK

Verdere ontspanning en plezier met de muziekfunctie.



BLUETOOTH

Draadloze gegevensoverdracht.



ACUPRESSUURPUNTEN

De belangrijkste acupressuurpunten op de kuit en enkels worden gemasseerd.



REFLEXOLOGIE

Reflexologie regeneert de voetspieren en heeft een harmoniserende werking op bijna alle organen in uw lichaam.



VOELT ALS MENSENHANDEN

Speciaal ontworpen massagekoppen imiteren de handbeweging van een professioneel masseur. De maximale reukruimte is 6,5 cm en de maximale reukhoek is 41 graden, zodat de mechanische handen een effectieve massage kunnen geven om menselijke halswervels, borstwervels en lendenwervels.



SNELSTART

Met één druk op de snelstartknoppen in uw armluning kunt u de belangrijkste functies controleren.



VERWARMDE ROLLEN

De massagestoel wordt geleverd met de meest innovatieve en comfortabele rugverwarming op de markt tot nu toe. De walsen warmen vanzelf op en simuleren een hot stone massage om de spieren te verwarmen. Vergeleken met conventionele verwarmingssystemen, biedt dit een groter oppervlak om de warmte helemaal van je nek toe te passen tot de achterkant van je dijen te voelen.



STEMBEDIENING

Gebruik de stembediening om geselecteerde functies te activeren.



DRAADLOZE OPLADER

Draadloze oplaadfunctie voor NFC-mobiele telefoons.



MAGNETISCHE THERAPIE FUNCTIE

De airbags voor de linker- en rechterhandpalm hebben een unieke massagefunctie met behulp van magnetische veldtherapie.



KUIT MASSAGE

Kneed- en drukmassagefuncties in de beenairbags zorgen ervoor dat de langdurig staan kan ontstaan, wordt verlicht.

NU NIEUW MET REDUCEERPAD!



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen rechtstaand	142 x 82 x 124 cm
Afmetingen liggend	179-204 x 82 x 90 x cm
Gewicht	135,8 kg
Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Vermogen	150 W
Duurtijd	20 minuten
braintronics®	21 minuten
Certificaten	

BESCHIKBARE KLEUREN



Breedte van het zitgedeelte 53 cm
Breedte van het schoudergedeelte (binnen) 58 cm

MediRelaxa
MASSAGE CHAIRS



SCAN MET MOBIEL